

ULAS O3 mother クイックマニュアル



① はじめて使用する際は生成スイッチを1回押してください。
本体の通電がスタートします。

② 充電台座に本体を乗せてフル充電を行います。



③ 付属の計量カップで本体に水道水を入れます。



④ オゾン水生成スイッチを押します。

⑤ 初回使用または中長期間未使用の場合、本製品の特性上
1回目の生成水は使用せず、2回目からお使いください。



⑥ コップにオゾン水を注いで、口内洗浄にご使用ください。



バッテリーの劣化を防ぎ、寿命を延ばすために、フル充電後はバッテリーを使い切るまで再充電せず、充電台座から本体を外して保管してください。

製品に関するお問い合わせ

株式会社ULAS support@ulas.jp